

การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen Analysis)



วรินดา พูนทวีรัตน์

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen Analysis)



การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ เป็นวิธีการทดสอบหาปริมาณ และคุณลักษณะของน้ำอสุจิ จำนวนตัวอสุจิ การเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางรูปร่างของตัวอสุจิตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แบ่งการตรวจออกเป็น 2 แบบหลักๆ ดังนี้

1. การตรวจดูลักษณะทางกายภาพด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination)
2. การตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

ประโยชน์ของการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ

- ทราบจำนวนตัวอสุจิ
- ทราบการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ถ้าการเคลื่อนไหวไม่ดีอาจส่งผลให้ไม่สามารถว่ายน้ำผ่านปากมดลูกไปพบกับไข่ในท่อนำไข่
- ทราบรูปร่างของตัวอสุจิ ตัวอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติอาจส่งผลเสียต่อการปฏิสนธิกับไข่



การเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิ



- ผู้รับบริการต้องเก็บน้ำอสุจิด้วยวิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation) โดยเก็บทุกส่วนใสในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ
- นำส่งทันที หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังเก็บ
- ห้ามนำน้ำอสุจิแช่น้ำแข็งในขณะที่นำส่ง
- ผู้รับบริการควรงดการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการหลั่งด้วยตนเอง อย่างน้อย 2-3 วัน แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการตรวจน้ำเชื้ออสุจิ

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ภาชนะปราศจากเชื้อ
2. Makler counting chamber
3. Sterile pipette 5 ml.
4. Autopipette
5. Slide
6. กระดาษ pH
7. กล้องจุลทรรศน์



สารเคมี

1. Methanol
2. Eosin
3. Methylene blue
4. Immersion oil

การดูลักษณะทาง กายภาพด้วยตาเปล่า

(Macroscopic examination)

หลังจากรับตัวอย่างน้ำเชื้ออสุจิ จะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 15-20 นาที ให้น้ำอสุจิละลายตัวกลายเป็นของเหลว และควรทำการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากผู้รับบริการเก็บตัวอย่างได้ โดยมีการประเมินลักษณะทางกายภาพทั่วไป ดังต่อไปนี้

- ลักษณะทั่วไปของน้ำเชื้ออสุจิ (Appearance)
น้ำอสุจิตามปกติควรมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น
- ปริมาณของน้ำเชื้ออสุจิ (Volume)
ควรมีมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิลิตร
- การละลายตัว (Liquefaction)
น้ำอสุจิที่ปกติจะมีลักษณะหนืดข้น และจะเปลี่ยนเป็นลักษณะเหลวภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที
- ความหนืดของน้ำเชื้ออสุจิ (Viscosity)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระดับความกรดต่างของน้ำอสุจิควรอยู่ที่ 7.2

การตรวจนับอสุจิด้วย Makler counting chamber


นำน้ำเชื้ออสุจิหยดลงบน Makler chamber ประมาณ 5-10 μl .
และนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ภายใต้กำลังขยายเลนส์ 10X



1. ตรวจนับจำนวนตัวอสุจิทั้งหมดที่อยู่ภายใน 10 ช่องของ counting grid
2. ตรวจนับเซลล์ชนิดอื่นๆ เช่น RBC, Epithelial cell, Round cell รวมถึงดูการเกาะกลุ่มของตัวอสุจิ **ไม่ควรเกิน 1 ล้านเซลล์ ต่อ ml.**
3. ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (Motility) โดยจะแบ่งการเคลื่อนที่ของอสุจิเป็น 3 แบบ คือ

- Progressive motility
- Non-progressive motility
- Immotility

ความเข้มข้นของตัวอสุจิ :
ต้องมี ≥ 15 ล้านตัว ต่อ 1 ml.




การตรวจดูด้วย กล้องจุลทรรศน์

(Microscopic Examination)

การตรวจดูรูปร่างของอสุจิ (Sperm Morphology)

การประเมินลักษณะรูปร่างของอสุจิ เป็นการดูรูปร่างของอสุจิว่าปกติหรือไม่ จะแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนหัว (Head)
- ส่วนกลาง/ส่วนคอ (Midpiece)
- ส่วนหาง (Tail)



ขั้นตอนการย้อมสี “ Diff-Quick stain ”

หยดน้ำอสุจิลงบน Slide แล้วใช้ cover slip โถงน้ำอสุจิ


รองน Slide แห้ง

Fix Slide ด้วย **Methanol 1 นาที** และรอให้แห้ง

ย้อมด้วยสี **Eosin 30 วินาที** และสี **Methylene blue 1 นาที**

ล้างน้ำ และรอให้ Slide แห้ง

นำไปอ่านผล morphology ของอสุจิ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100X




การตรวจดูด้วย กล้องจุลทรรศน์

(Microscopic Examination)

การอ่านผลรูปร่างของอสุจิ

ทางห้องปฏิบัติการจะย้อมสีอสุจิที่ถูกเตรียมลงบนสไลด์ และตรวจประเมินรูปร่างของอสุจิอย่างน้อย 200 ตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100X โดยอสุจิควรมีรูปร่างปกติมากกว่า 4% สามารถแบ่งความผิดปกติของรูปร่างอสุจิได้ ดังนี้

1. ความผิดปกติของขนาดและรูปร่างของหัวอสุจิ : Head defect



2. ความผิดปกติของส่วนคอ:


Neck and midpiece defects

3. ความผิดปกติของส่วนหาง:

Tail defects

4. ความผิดปกติของ Cytoplasm ตรงส่วนคอ :

Excess residual cytoplasm




ค่าปกติตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO 2021)

Table 2. WHO 2010 (5th Edition) and WHO 2021 (6th Edition) lower fifth percentile (with 95% confidence interval) of semen parameters from men in couples starting a pregnancy within one year of unprotected sexual intercourse leading to a natural conception.

	WHO 2010	WHO 2021
Semen volume (mL)	1.5 (1.4–1.7)	1.4 (1.3–1.5)
Total sperm number (10^6 per ejaculate)	39 (33–46)	39 (35–40)
Total motility (%)	40 (38–42)	42 (40–43)
Progressive motility (%)	32 (31–34)	30 (29–31)
Non progressive motility (%)	1	1 (1–1)
Immotile sperm (%)	22	20 (19–20)
Vitality (%)	58 (55–63)	54 (50–56)
Normal forms (%)	4 (3–4)	4 (3.9–4)



THANK
YOU



การเตรียมน้ำเชื้ออสุจิ (Sperm preparation)

สุวรรธณา แยมโตนด

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

การเตรียมน้ำเชื้ออสุจิด้วยวิธี Density gradient centrifugation

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. Conical tube 15 ml.
2. Round bottom 5 ml.
3. Sterile pipette 5 ml.
4. Sterile pipette 1 ml.
5. Autopipette
6. Makler counting chamber
7. Centrifuge
8. Incubator 37 °C
9. กล้องจุลทรรศน์

การเตรียมน้ำยา

น้ำยาสำหรับเตรียมน้ำเชื้ออสุจิจะถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าในตู้ Incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 1 วัน

1. 90% Sil-Select 2 ml. จำนวน 2 หลอด
2. 45% Sil-Select 4 ml. จำนวน 1 หลอด
3. Flushing medium 3 ml. จำนวน 2 หลอด

ขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้ออสุจิสำหรับใช้ในหัตถการ


แบ่งน้ำอสุจิประมาณ 10 ul. หยดลงบน Makler counting chamber เพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจ



ใช้ Pipette ขนาด 5 ml. ตูดย้ำยา 45% Sil-Select หยดให้เป็น layer ลงบนน้ำยา 90% Sil-Select หลอดละ 2 ml. อย่างระมัดระวัง โดยน้ำยาต้องเกิดการแยกชั้นให้เห็นอย่างชัดเจน



ใช้ Pipette ตูดย้ำจุก่อนๆ หยดลงบนชั้นของน้ำยา 45% Sil-Select ให้เท่าๆ กันทั้ง 2 หลอด โดยแต่ละหลอดไม่ควรหยดน้ำเชื้ออสุจิเกิน 2 ml.



ขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้ออสุจิสำหรับใช้ในหัตถการ


นำหลอดน้ำยาทั้ง 2 หลอดไปปั่นที่ 1800 rpm
ประมาณ 15-20 นาที



ใช้ Pipette ขนาด 1 ml. ดูดตะกอนอสุจิทั้งหมดที่ตกลง
สู่ก้นหลอดไปใส่ในน้ำยา Flushing (Wash1)
นำไปปั่นล้างที่ 1600 rpm ประมาณ 5 นาที



จากนั้นดูดตะกอนอสุจิจากหลอด Wash1 มาใส่ในหลอด
Wash2 นำไปปั่นล้างที่ 1600 rpm ประมาณ 5 นาที



ขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้ออสุจิสำหรับใช้ในหัตถการ


ดูดตะกอนจากหลอด Wash2 จำนวน 0.4-0.5 ml. ใส่ใน Round bottom tube ขนาด 5 ml. ที่มีชื่อผู้รับบริการ



แบ่งน้ำอสุจิประมาณ 10 ul. หยดลงบน Makler chamber เพื่อดูจำนวนอสุจิที่เหลือหลังจากปั่นจนครบกระบวนการ พร้อมทั้งบันทึกผลการปั่นเตรียมนอสุจิ



อสุจิที่ได้จากกระบวนการปั่น จะถูกนำไปใช้ในหัตถการ IUI



หมายเลขรับตัวอย่าง.....	
รายละเอียดตัวอย่าง :	
วันที่...../...../..... เวลาเก็บตัวอย่าง.....น. เวลารับตัวอย่าง.....น.	
ระยะเวลาการหลังน้ำเชื้ออสุจิ.....วัน.	
วิธีการเก็บตัวอย่าง <input type="checkbox"/> Ejaculate <input type="checkbox"/> Frozen <input type="checkbox"/> Other.....	
วิธีเก็บตัวอย่างขณะรอการวิเคราะห์	
<input type="checkbox"/> อุณหภูมิห้อง	<input type="checkbox"/> CO ₂ Incubator : 6% CO ₂ Temperature 37 °C
<input type="checkbox"/> อื่นๆโปรดระบุ.....	
ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง :	
Analysis at.....	Semen volume.....ml. pH.....
Appearance () Normal () Abnormal.....	
Liquefaction () Normal () Abnormal.....	
Viscosity () Normal () Abnormal.....	
วิธีการเตรียมตัวอย่าง :	
<input type="checkbox"/> Density gradient <input type="checkbox"/> Washing <input type="checkbox"/> Other.....	
Semen Analysis :	
<u>Pre-wash</u>	<u>Post-wash</u>
Concentration = x10 ⁶ spermatozoa/ml	Volume =ml.
Total sperm count = x10 ⁶ sperm/ejaculation	Concentration = x10 ⁶ spermatozoa/ml.
Motility A. Rapid progression.....%	Total sperm count = x10 ⁶ sperm/insemination
B. slow rapid progression.....%	Motility (A+B) =%
C. non-progression motility.....%	Conclusion.....
D. <u>Immotility</u>%	
Sperm viability =%	
Particulate debris () Round cell.....x10 ⁶ cell/ml	
() Other.....	



THANK
YOU